

**Contenitori di sicurezza, HDPE****S.C.A.T.**

Contenitori elettroconduttivi per la raccolta e il trasporto sicuri di liquidi infiammabili e rifiuti solvibili. Realizzati in HDPE elettroconduttivo e per evitare rischi di ignizione. Con o senza galleggiante per il controllo del livello. Possono essere messi a terra con apposito cavo.



Code	Description	Packaging
LLG04005602	Tanica s60, 10 litri, PEHD, electrically cond	1 pz
LLG04005671	Tanica S 60, 20 L PE-HD, elettroconduttiva	1 pz
LLG04005683	Tanica S60 (20L) con controllo meccanico di livello	1 pz.
LLG04664150	Contenitore di sicurezza 30 L, dim.240x364x455 mm, Filettatura S 60 / 61	1 pz.
LLG04005593	Tanica di sicurezza S71, 60 L, PE-HD, elettroconduttiva	1 pz.
LLG04005682	Tanica S60 Can (10L) con controllo meccanico di livello	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

