



Soluzioni di conservazione per elettrodi

Soluzioni di conservazione per elettrodi

Per la conservazione di diversi tipi di elettrodi.



Code	Description	Packaging
LLG06306021	Soluzioni di conservazione per elettrodi, KNO ₃ 1 M per elettrodi combinati argento, Capacità 250 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

