

**Incubatore Lovibond-DI 10****Aqualytic**

Incubatore Lovibond DI 10. Progettato per l'incubazione affidabile di diplslides nei laboratori e nelle attività sul campo.

- Bassa tensione, utilizzabile in auto
- Contiene fino a 12 slides (ordinare il supporto separatamente)
- Eccellente stabilità di temperatura
- Impostazione programmabile del periodo di incubazione
- Display LCD della temperatura con controllo pulsante su/giù
- Tempi di riscaldamento rapidi per test veloci
- LED di stato esterno

La fornitura include: incubatore con alimentatore universale esterno da 12 V, set di cavi (UK, UE, USA), adattatore di alimentazione da 12 V per auto

- Range di temperatura da +5...+40 °C (+/- 0,5 °C)
- Dimensioni (LxpxH) 246x215x162 mm
- Peso: 1,7 kg
- Alimentazione: 110/220-240 V o 12 V



| Code | Description | Packaging |
|-------------|----------------------------|-----------|
| LLG06291192 | Incubatore Lovibond® DI 10 | 1 pz |
| LLG06274399 | Supporto per Dip Slide | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

