



Tappi per bottiglie a collo stretto, serie 301/302, PE-LD

Kautex

Tappi per bottiglie a collo stretto, serie 301/302, PE-LD. Colore naturale.



Code	Description	Packaging
LLG09072773	Tappi per bottiglie tipo 301, 302 da 50, 100, 200 ml, per Øfilet.est. 18 mm	1 pz.
LLG09073314	Tappi per bottiglie tipo 301 da 10, 20, 30 ml, per Øfilet.est. 14 mm	1 pz.
LLG09073315	Tappi per bottiglie tipo 301, 302 da 50, 100, 200 ml, per Øfilet.est. 18 mm	1 pz.
LLG09073318	Tappi per bottiglie tipo 301, 302 da 250, 500 ml, per Øfilet.est. 25 mm	1 pz.
LLG09073319	Tappi per bottiglie tipo 301, 302 da 1, 2 L, per Øfilet.est. 28 mm	1 pz.
LLG06291535	Tappi per bottiglie a collo stretto, serie 301 / 302 / 310, LDPE, Per bottiglie 250/500 ml, Per Ø Filettatura esterna 25 mm, Tappo a vite	1 pz
LLG09072771	Tappi per bottiglie tipo 301 da 10, 20, 30 ml, per Øfilet.est. 14 mm	1 pz.
LLG09073320	Tappi per bottiglie tipo 301, 302, per tutti ml	1 pz.
LLG09223110	Tappo a spruzzetta, per tipo 301, 302 da 100 ml, per Øfilet.est. 18 mm	1 pz.
LLG09223111	Tappo a spruzzetta, per tipo 301, da 200 ml, per Øfilet.est. 18 mm	1 pz.
LLG09223112	Tappo a spruzzetta, per tipo 301, 302 da 250 ml, per Øfilet.est. 25 mm	1 pz.
LLG09223113	Tappo a spruzzetta, per tipo 301, 302 da 500 ml, per Øfilet.est. 25 mm	1 pz.
LLG09223114	Tappo a spruzzetta, per tipo 301, 302 da 1000 ml, per Øfilet.est. 28 mm	1 pz.
LLG09223120	Tappo a spruzzetta, per tipo 301 da 2000 ml, per Øfilet.est. 28 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

