



Filtri in microfibra di vetro, tipo GF/C. Tutti i microfiltri in fibra di vetro si distinguono per un'elevata velocità di filtrazione, un'elevata capacità di carico ed un'elevata percentuale di ritenzione delle particelle. Realizzati in vetro borosilicato senza leganti chimici (tranne: GF6 e GF9). Sono adatti per le filtrazioni per gravità o con bassa forza di aspirazione. Di regola si ottengono maggiori velocità di filtrazione rispetto a carte di cellulosa convenzionali. Ritenzione efficiente di particelle fino alla gamma dei submicron. Da utilizzare non piegato. Ideale per l'impiego in imbuti Büchner (non modelli in vetro sinterizzato). Può essere utilizzato per un impiego fino a 500°C.

Svariati campi di applicazione, come:

- ritenzione di precipitati fini
- ritenzione di precipitati gelatinosi biochimici
- analisi dell'acqua/inquinamento atmosferico
- come prefiltra per membrane
- conteggio a scintillazione
- analisi radioimmunologiche.

Filtro estremamente efficiente fatto per trattenere particelle fini e microrganismi. Ritenzione delle particelle a 1.2 µm.



Code	Description	Packaging
LLG09056763	Microfilters 11,0cm	100 pz.
LLG09056764	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 125 mm	100 pz.
LLG09056765	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 150 mm	100 pz.
LLG09056643	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 21 mm	100 pz.
LLG09056663	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 24 mm	100 pz.
LLG09056673	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09056816	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, 254x102 mm	50 pz.
LLG09056693	Filtri in microfibra di vetro, Tipo GF/C, Ø 37 mm	100 pz.
LLG09056713	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 42,5 mm	100 pz.
LLG09056723	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09056759	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09056760	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 55 mm	100 pz.
LLG09056803	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, 570x460 mm	25 pz.
LLG09056761	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 70 mm	100 pz.
LLG09056762	Filtri in microfibra di vetro tipo GF/C, Ø 90 mm	100 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

