

**Apparecchiatura per la determinazione dei cianuri****Behr**

Apparecchiatura per la determinazione dei cianuri. Sistema compatto, completo, per la determinazione dei cianuri. Con agitatore elettromagnetico integrato, vaso di assorbimento sospeso e imbuto di dosaggio per l'aggiunta dei reagenti. L'apparecchiatura risponde alla nuova norma DIN/DEV 38405 - D 13. Completo di base di supporto, mantello riscaldante, agitatore magnetico, misuratore di portata, pinza, tubi e vetreria.



Code	Description	Packaging
LLG09700410	Distillatore determinazione cianuri tipo KCM 1 per digestione e separazione	1 pz.
LLG09700411	Agitatore magnetico per la determinazione dei cianuri liberi, tipo KLFC-MR	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

