

**Guanti anti calore****Nabertherm**

Guanti resistenti alle alte temperature per proteggere l'operatore durante il caricamento o l'estrazione ad alta temperatura, resistenti fino a 650 °C o 700 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06233610	Guanti Tmax 650°C, Lungh. 270 mm	1 pz.
LLG06233681	Guanti Tmax 700°C, Lungh. 380 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

