

**Filtri a membrana in nylon****GE Healthcare**

Filtri a membrana in nylon. Idrofilo, di lunga durata, adatto per soluzioni acquose, solventi organici oltre che per la filtrazione di preparazioni biologici. Autoclavabile a 121°C.



Code	Description	Packaging
LLG09951042	Filtri a membrana in nylon, pori 0,20 µm, Ø 13 mm	100 pz.
LLG09951045	Filtri a membrana in nylon, pori 0,45 µm, Ø 13 mm	100 pz.
LLG09951046	Filtri a membrana in nylon, pori 0,45 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09951043	Filtri a membrana in nylon, pori 0,20 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09951047	Filtri a membrana in nylon, pori 0,45 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09951049	Filtri a membrana in nylon, pori 0,80 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09951044	Filtri a membrana in nylon, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	50 pz.
LLG09951048	Filtri a membrana in nylon, pori 0,45 µm, Ø 90 mm	50 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

