

**Pompa peristaltica PLP****Behr**

Pompa peristaltica PLP. Compatta pompa peristaltica da laboratorio con portata a regolazione continua, rotore pompa dotato di due rulli di schiacciamento e quattro rulli guida. Semplice sostituzione del tubo, senza utensili o altri mezzi. Motori a corrente alternata da 220V~, 50 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG09700421	Pompa peristaltica Tipo PLP 66, Portata 17-66 ml/min, Peso 1300 g	1 pz.
LLG09700423	Pompa peristaltica Tipo PLP 1000, Portata 250-1000 ml/min, Peso 1440 g	1 pz.
LLG09700422	Pompa peristaltica Tipo PLP 330, Portata 66-400 ml/min, Peso 1300 g	1 pz.
LLG09700420	Pompa peristaltica Tipo PLP 33, Portata 7-33 ml/min, Peso 1300 g	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

