

**Dispositivi filtranti in capsula PolycapHD****GE Healthcare**

Dispositivi filtranti in capsula PolycapHD™. Filtro in polipropilene monofilo. Gamma con porosità da 1 µm fino a 20 µm, ideali per una filtrazione di campioni acquosi e di solventi.

Le capsule sono disponibili in due volumi e dotate di raccordo portagomma per connessione ai tubi con diametro interno 6-10 mm.

- Pressione massima d'esercizio 4,1 bar
- È possibile utilizzarli in entrambe le direzioni
- Basso volume morto con aria filtrata
- Autoclavabile
- Massima temperatura d'esercizio 60°C

Ideale per un utilizzo come prefiltro o per la filtrazione di campioni in acqua o solventi organici. Questo tipo di filtro profondo e a grande capacità di carico consente la purificazione di soluzioni con un elevato carico di particelle. Capsula e filtro in PP resistente agli attacchi chimici.

Applicazioni: filtrazioni fini, prefiltrazione, preparazione campioni, solventi, reagenti.



Code	Description	Packaging
LLG09951118	Capsula filtrante Polycap HD 36, non sterile, pori 1 µm	1 pz.
LLG09951119	Capsula filtrante Polycap HD 36, non sterile, pori 5 µm	1 pz.
LLG09951120	Capsula filtrante Polycap 36 HD, non sterile, pori 10 µm	1 pz.
LLG09951121	Capsula filtrante Polycap HD 36, non sterile, pori 20 µm	1 pz.
LLG06267857	Polycap 2814T hd150	5 pz
LLG06268427	Polycap HD2812T	5 pz
LLG09951122	Capsula filtrante Polycap HD 75, non sterile, pori 1 µm	1 pz.
LLG09951123	Capsula filtrante Polycap HD 75, non sterile, pori 5 µm	1 pz.
LLG09951125	Capsula filtrante Polycap HD 75, non sterile, pori 20 µm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

