

**Dispositivi filtranti in capsula Polycap TF****GE Healthcare**

Dispositivi filtranti in capsula Polycap TF™. Membrane idrofobiche in PTFE.

- Pressione massima d'esercizio 4,1 bar
- Le capsule da 1 µm sono dotate di prefiltro in PP
- Autoclavabile fino a 132°C max

Per applicazioni che coinvolgono solventi organici e soluzioni chimicamente aggressive.



| Code        | Description                                             | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09951126 | Dispositivi filtranti in capsula Polycap 36 TF™, 0,2 µm | 1 pz.     |
| LLG09951127 | Dispositivi filtranti in capsula Polycap 36 TF™, 1,0 µm | 1 pz.     |
| LLG09951128 | Dispositivi filtranti in capsula Polycap 75 TF™, 0,2 µm | 1 pz.     |
| LLG09951129 | Dispositivi filtranti in capsula Polycap 75 TF™, 1,0 µm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

