

**Set monitoraggio olio alimentare****ebro**

Set per monitoraggio olio alimentare. Permette di cambiare l'olio fritto al tempo adatto. Misura l'olio caldo direttamente nel contenitore di frittura. Range di temperatura fino a 200 °C. Misure facili e sicure, direttamente sul campo.



Code	Description	Packaging
LLG06291242	Strumento per la misurazione della qualità dell'olio FOM 330	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

