

**Filtri senza siringa, Autovial****GE Healthcare**

Filtri senza siringa, Autovial™. Monouso. Sistema di filtrazione a pressione manuale, utilizzabile in modo semplice e rapido.

- Prefiltro integrato per campioni difficili
- Bassa ritenzione

Con cilindro in polipropilene graduato, capacità massima 12 ml, superficie filtrante di 3 cm² alla base, attacco Luer e pistone. Non sterili.



Code	Description	Packaging
LLG09951176	Filtri senza siringa Autovial#, membrana Nylon, pori 0,45 µm	50 pz.
LLG09951177	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PTFE, pori 0,2 µm	50 pz.
LLG09951178	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PTFE, pori 0,45 µm	50 pz.
LLG09951174	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PVDF, pori 0,2 µm	50 pz.
LLG09951175	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PVDF, pori 0,45 µm	50 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

