

**Cartellina portavetrini a 20 e 30 posti****Heathrow Scientific**

Cartellina portavetrini a 20 e 30 posti. Caratteristico lato tagliato per facile rimozione dei vetrini. Cartellina in cartone per vetrini standard (76 x 26 mm). Gli scomparti orizzontali sono incassati per proteggere i campioni quando il coperchio è chiuso.



Code	Description	Packaging
LLG09161295	Cartellina portavetrini, 20 posti, 208x341x9 mm, colore nero	1 pz.
LLG09161297	Cartellina portavetrini 20 posti, 208x341x9 mm, colore blu	1 pz.
LLG09161298	Cartellina portavetrini, 20 posti, 208x341x9 mm, colore verde	1 pz.
LLG09161296	Cartellina portavetrini, 30 posti, 281x328x10mm, colore nero	1 pz.
LLG09161302	Cartellina portavetrini da 20 posti, 208x341x9 mm, rosso	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

