

**Cartellina portavetrini a 20 e 30 posti****Heathrow Scientific**

Cartellina portavetrini a 20 e 30 posti. Caratteristico lato tagliato per facile rimozione dei vetrini. Cartellina in cartone per vetrini standard (76 x 26 mm). Gli scomparti orizzontali sono incassati per proteggere i campioni quando il coperchio è chiuso.



| Code        | Description                                                   | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09161295 | Cartellina portavetrini, 20 posti, 208x341x9 mm, colore nero  | 1 pz.     |
| LLG09161297 | Cartellina portavetrini 20 posti, 208x341x9 mm, colore blu    | 1 pz.     |
| LLG09161298 | Cartellina portavetrini, 20 posti, 208x341x9 mm, colore verde | 1 pz.     |
| LLG09161296 | Cartellina portavetrini, 30 posti, 281x328x10mm, colore nero  | 1 pz.     |
| LLG09161302 | Cartellina portavetrini da 20 posti, 208x341x9 mm, rosso      | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

