



Provette per centrifuga, PP

Greiner Bio-One

Provette per centrifuga, PP. Provette in polipropilene con ottima stabilità termica, meccanica e chimica. Fornite di tappo a vite. Confezionate in scatole o sacchetti. Con graduazione e area di scrittura. Le provette sono sterili, non citotossiche e esenti da DNAs e/RNase e DNA umano.



Code	Description	Packaging
LLG06324663	Provette per centrifuga, PP, forma: conica, 50 ml, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso, Attenzione! Minimo 12 conf. o multipli di 12 conf.	25 pz
LLG07053718	Provette per centrifuga, diam 17 mm, h 120 mm, 15 ml, conica, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori bascuanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	1000 pz.
LLG07380423	Provette per centrifuga, diam 17 mm, h 120 mm, 15 ml, conica, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori bascuanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	500 pz.
LLG09380423	Provette per centrifuga, diam 17 mm, h 120 mm, 15 ml, conica, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	50 pz.
LLG06049748	Provette per centrifuga, diam 30 mm, h 115 mm, 50 ml, conica, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	300 pz.
LLG06054664	Provette per centrifuga, diam 30 mm, h 115 mm, 50 ml, conica, con orlo, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	300 pz.
LLG07380421	Provette per centrifuga, diam 30 mm, h 115 mm, 50 ml, conica, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	500 pz.
LLG07380422	Provette per centrifuga, diam 30 mm, h 115 mm, 50 ml, conica, con orlo, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori bascuanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	450 pz.
LLG09380421	Provette per centrifuga, diam 30 mm, h 115 mm, 50 ml, conica, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	20 pz.
LLG09380422	Provette per centrifuga, diam 30 mm, h 115 mm, 50 ml, conica, con orlo, centrifugazione: 3215 x g / 4500 rpm in rotori basculanti, 8965 x g / 9000 rpm in rotori ad angolo fisso	25 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

