



Reattori, cilindrici, con camicia di termostatazione

Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG

Reattori, cilindrici, con camicia di termostatazione

- Con graduazione
- Flangia da laboratorio LF
- Scanalatura
- Fondo piatto
- Due connettori con filetti GL 14 o GL 18
- Realizzati da tubo DURAN®

Altre dimensioni su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09142741	Reattori, cilindrici, con camicia di termostatazione, 500 ml, Flangia (LF) 100, Ø Est./ Int. 130/93 mm, H 180 mm, H int. 155 mm, GL 18	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

