

**Beuta in vetro Borosilicato 3.3****Isolab**

Beuta in vetro borosilicato 3.3, materiale è resistente al calore e a quasi tutti i prodotti chimici. Ideale per la conservazione, libera da contaminazioni, di colture e campioni. Beute autoclavabili e tappi a vite in PP resistenti fino a 121°C. Le iscrizioni sono in smalto bianco che è appositamente progettato per uso su vetro.



Code	Description	Packaging
LLG09141100	Beuta, Boro 3.3, con tappo, cap. 100 ml, h 110 mm, filettatura 32 GL	1 pz.
LLG09141102	Beuta, Boro 3.3, con tappo, cap. 1000 ml, h 225 mm, filettatura 32 GL	1 pz.
LLG09141101	Beuta, Boro 3.3, con tappo, cap. 250 ml, h 145 mm, filettatura 32 GL	1 pz.
LLG06242393	Beuta, boro 3.3, con tappo, cap. 500 ml, h 180 mm, filettatura 32 GL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

