

**Elettrodi per pH ScienceLine A 7780 NTC30 DIN N****Xylem Analytics**

Elettrodi per pH ScienceLine A 7780 NTC30 DIN N.

Con sensore di temperatura Pt 1000, funzione ID, stelo in vetro, sistema di riferimento Silamid®, connettore DIN, cavo fisso da 1m e spinotto 4 mm.

Caratteristiche

- Range temperatura: -5 ... 80 °C.
- Range pH: 0 ... 14 pH.
- Lunghezza / diam.: 120 mm / 12 mm.
- Elettrolita: KCl 3 mol/l.
- Diaframma: 3 x ceramica.
- Forma membrana: sferica.



Code	Description	Packaging
LLG06241877	Elettrodi per pH ScienceLine A 7780 NTC30 DIN N, Tipo A 7780 NTC30 DIN N	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

