



Blocchi in alluminio

Stuart

Blocchi in alluminio.



Code	Description	Packaging
LLG09951619	Blocchi in alluminio per 12 provette Ø 16,5 mm	1 pz.
LLG09951625	Blocco in alluminio per 15 cuvette da 10 mm*	1 pz.
LLG09951617	Blocco in alluminio per 20 provette Ø 10,5 mm	1 pz.
LLG09951618	Blocco in alluminio per 20 provette Ø 12,5 mm	1 pz.
LLG09951623	Blocco in alluminio per 20 Eppendorf Tubes® da 1,5 ml	1 pz.
LLG09951624	Blocco in alluminio per 20 Eppendorf Tubes® da 2,0 ml	1 pz.
LLG09951622	Blocco in alluminio per 48 microprovette da 0,2 ml	1 pz.
LLG09951620	Blocco in alluminio per 8 provette Ø 19,5 mm	1 pz.
LLG09951621	Blocco liscio in alluminio per SHT1, solido, per consentire all'utente di perforare secondo necessità	1 pz.

