

**Setacci analitici, 200 x 50 mm****Retsch**

Setacci analitici, 200 x 50 mm.

Caratteristiche:

- In precedenza mai raggiunta la qualità del prodotto a causa di processi di produzione avanzati e di ispezione ottica continua.
 - Alta qualità garantita unendo la tecnologia di rete metallica permanente tesa.
 - Alto livello di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile di alta lega.
 - Un pezzo cast setaccio telaio è congiunto a maglia senza saldatura per prevenire la contaminazione incrociata.
 - Massima stabilità e densità ottimale della pila di setacci.
 - 15% più leggero rispetto setacci tradizionali e allo stesso tempo ha maggiore superficie di setacciatura.
 - Marcatura chiara del setaccio e tracciabilità con incisione laser individuale su ciascun setaccio.
- Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm. Conformi ai requisiti DIN ISO 3310-1 e BS 410-1. Dimensioni (Ø x Alt.): 200 mm x 50 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09226665	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 100 µm	1 pz.
LLG09226666	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 106 µm	1 pz.
LLG09226667	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 112 µm	1 pz.
LLG09226668	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 125 µm	1 pz.
LLG09226669	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 140 µm	1 pz.
LLG09226670	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 150 µm	1 pz.
LLG09226671	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 160 µm	1 pz.
LLG09226672	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 180 µm	1 pz.
LLG09226650	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 20 µm	1 pz.
LLG09226673	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 200 µm	1 pz.
LLG09226674	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 212 µm	1 pz.
LLG09226675	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 224 µm	1 pz.
LLG09226651	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 25 µm	1 pz.
LLG09226676	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 250 µm	1 pz.
LLG09226677	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 280 µm	1 pz.
LLG09226678	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 300 µm	1 pz.
LLG09226679	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 315 µm	1 pz.
LLG09226652	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 32 µm	1 pz.
LLG09226680	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 355 µm	1 pz.
LLG09226653	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 36 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226654	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 38 µm	1 pz.
LLG09226655	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 40 µm	1 pz.
LLG09226681	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 400 µm	1 pz.
LLG09226682	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 425 µm	1 pz.
LLG09226656	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 45 µm	1 pz.
LLG09226683	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 450 µm	1 pz.
LLG09226657	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 50 µm	1 pz.
LLG09226684	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 500 µm	1 pz.
LLG09226658	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 53 µm	1 pz.
LLG09226659	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 56 µm	1 pz.
LLG09226685	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 560 µm	1 pz.
LLG09226686	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 600 µm	1 pz.
LLG09226660	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 63 µm	1 pz.
LLG09226687	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 630 µm	1 pz.
LLG09226661	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 71 µm	1 pz.
LLG09226688	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 710 µm	1 pz.
LLG09226662	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 75 µm	1 pz.
LLG09226663	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 80 µm	1 pz.
LLG09226689	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 800 µm	1 pz.
LLG09226690	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 850 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226664	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 90 µm	1 pz.
LLG09226691	Setacci analitici, dim. (Ø x h) 200 mm x 50 mm, mesh 900 µm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

