


**Setacci analitici 200 x 50 mm****Retsch**

Setacci analitici, 200 x 50 mm.

Caratteristiche:

- In precedenza mai raggiunta la qualità del prodotto a causa di processi di produzione avanzati e di ispezione ottica continua.
- Alta qualità garantita unendo la tecnologia di rete metallica permanente tesa.
- Alto livello di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile di alta lega.
- Un pezzo cast setaccio telaio è congiunto a maglia senza saldatura per prevenire la contaminazione incrociata.
- Massima stabilità e densità ottimale della pila di setacci.
- 15% più leggero rispetto setacci tradizionali e allo stesso tempo ha maggiore superficie di setacciatura.
- Marcatura chiara del setaccio e tracciabilità con incisione laser individuale su ciascun setaccio.

Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm. Conformi DIN ISO 3310-1 e BS 410-1. Dimensioni (Diam. x H): 200mm x 50mm. Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09226692 | Setacci analitici, luce netta 1,00 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226719 | Setacci analitici, luce netta 10,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226745 | Setacci analitici, luce netta 100,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226746 | Setacci analitici, luce netta 106,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226693 | Setacci analitici, luce netta 1,12 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226720 | Setacci analitici, luce netta 11,20 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226747 | Setacci analitici, luce netta 112,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226694 | Setacci analitici, luce netta 1,18 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226695 | Setacci analitici, luce netta 1,25 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226721 | Setacci analitici, luce netta 12,50 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226748 | Setacci analitici, luce netta 125,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226722 | Setacci analitici, luce netta 13,20 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226696 | Setacci analitici, luce netta 1,40 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226723 | Setacci analitici, luce netta 14,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226697 | Setacci analitici, luce netta 1,60 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226724 | Setacci analitici, luce netta 16,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226698 | Setacci analitici, luce netta 1,70 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226699 | Setacci analitici, luce netta 1,80 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226725 | Setacci analitici, luce netta 18,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226726 | Setacci analitici, luce netta 19,00 mm  | 1 pz.     |



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG09226700 | Setacci analitici, luce netta 2,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226727 | Setacci analitici, luce netta 20,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226728 | Setacci analitici, luce netta 22,40 mm | 1 pz.     |
| LLG09226701 | Setacci analitici, luce netta 2,24 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226702 | Setacci analitici, luce netta 2,36 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226729 | Setacci analitici, luce netta 25,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226703 | Setacci analitici, luce netta 2,50 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226730 | Setacci analitici, luce netta 26,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226704 | Setacci analitici, luce netta 2,80 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226731 | Setacci analitici, luce netta 28,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226732 | Setacci analitici, luce netta 31,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226705 | Setacci analitici, luce netta 3,15 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226706 | Setacci analitici, luce netta 3,35 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226707 | Setacci analitici, luce netta 3,55 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226733 | Setacci analitici, luce netta 35,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226734 | Setacci analitici, luce netta 37,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226708 | Setacci analitici, luce netta 4,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226735 | Setacci analitici, luce netta 40,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226709 | Setacci analitici, luce netta 4,50 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226736 | Setacci analitici, luce netta 45,00 mm | 1 pz.     |



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG09226710 | Setacci analitici, luce netta 4,75 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226711 | Setacci analitici, luce netta 5,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226737 | Setacci analitici, luce netta 50,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226738 | Setacci analitici, luce netta 53,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226712 | Setacci analitici, luce netta 5,60 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226739 | Setacci analitici, luce netta 56,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226713 | Setacci analitici, luce netta 6,30 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226740 | Setacci analitici, luce netta 63,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226714 | Setacci analitici, luce netta 6,70 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226715 | Setacci analitici, luce netta 7,10 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226741 | Setacci analitici, luce netta 71,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226742 | Setacci analitici, luce netta 75,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226716 | Setacci analitici, luce netta 8,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226743 | Setacci analitici, luce netta 80,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226717 | Setacci analitici, luce netta 9,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226744 | Setacci analitici, luce netta 90,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226718 | Setacci analitici, luce netta 9,50 mm  | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

