

**Setacci analitici 200 x 25 mm****Retsch**

Setacci analitici, 200 x 25 mm.

Caratteristiche:

- In precedenza mai raggiunta la qualità del prodotto a causa di processi di produzione avanzati e di ispezione ottica continua.
- Alta qualità garantita unendo la tecnologia di rete metallica permanente tesa.
- Alto livello di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile di alta lega.
- Un pezzo cast setaccio telaio è congiunto a maglia senza saldatura per prevenire la contaminazione incrociata.
- Massima stabilità e densità ottimale della pila di setacci.
- 15% più leggero rispetto setacci tradizionali e allo stesso tempo ha maggiore superficie di setacciatura.
- Marcatura chiara del setaccio e tracciabilità con incisione laser individuale su ciascun setaccio.

Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm. Conformi ai requisiti DIN ISO 3310-1 e BS 410-1. Dimensioni (Ø x Alt.): 200 mm x 25 mm.



| Code        | Description                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| LLG09226765 | Setacci analitici, mesh 100 µm | 1 pz.     |
| LLG09226766 | Setacci analitici, mesh 106 µm | 1 pz.     |
| LLG09226767 | Setacci analitici, mesh 112 µm | 1 pz.     |
| LLG09226768 | Setacci analitici, mesh 125 µm | 1 pz.     |
| LLG09226769 | Setacci analitici, mesh 140 µm | 1 pz.     |
| LLG09226770 | Setacci analitici, mesh 150 µm | 1 pz.     |
| LLG09226771 | Setacci analitici, mesh 160 µm | 1 pz.     |
| LLG09226772 | Setacci analitici, mesh 180 µm | 1 pz.     |
| LLG09226750 | Setacci analitici, mesh 20 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226773 | Setacci analitici, mesh 200 µm | 1 pz.     |
| LLG09226774 | Setacci analitici, mesh 212 µm | 1 pz.     |
| LLG09226775 | Setacci analitici, mesh 224 µm | 1 pz.     |
| LLG09226751 | Setacci analitici, mesh 25 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226776 | Setacci analitici, mesh 250 µm | 1 pz.     |
| LLG09226777 | Setacci analitici, mesh 280 µm | 1 pz.     |
| LLG09226778 | Setacci analitici, mesh 300 µm | 1 pz.     |
| LLG09226779 | Setacci analitici, mesh 315 µm | 1 pz.     |
| LLG09226752 | Setacci analitici, mesh 32 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226780 | Setacci analitici, mesh 355 µm | 1 pz.     |
| LLG09226753 | Setacci analitici, mesh 36 µm  | 1 pz.     |



| Code        | Description                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| LLG09226754 | Setacci analitici, mesh 38 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226755 | Setacci analitici, mesh 40 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226781 | Setacci analitici, mesh 400 µm | 1 pz.     |
| LLG09226782 | Setacci analitici, mesh 425 µm | 1 pz.     |
| LLG09226756 | Setacci analitici, mesh 45 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226783 | Setacci analitici, mesh 450 µm | 1 pz.     |
| LLG09226757 | Setacci analitici, mesh 50 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226784 | Setacci analitici, mesh 500 µm | 1 pz.     |
| LLG09226758 | Setacci analitici, mesh 53 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226759 | Setacci analitici, mesh 56 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226785 | Setacci analitici, mesh 560 µm | 1 pz.     |
| LLG09226786 | Setacci analitici, mesh 600 µm | 1 pz.     |
| LLG09226760 | Setacci analitici, mesh 63 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226787 | Setacci analitici, mesh 630 µm | 1 pz.     |
| LLG09226761 | Setacci analitici, mesh 71 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226788 | Setacci analitici, mesh 710 µm | 1 pz.     |
| LLG09226762 | Setacci analitici, mesh 75 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226763 | Setacci analitici, mesh 80 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226789 | Setacci analitici, mesh 800 µm | 1 pz.     |
| LLG09226790 | Setacci analitici, mesh 850 µm | 1 pz.     |



| Code        | Description                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| LLG09226764 | Setacci analitici, mesh 90 µm  | 1 pz.     |
| LLG09226791 | Setacci analitici, mesh 900 µm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

