

**Setacci analitici 200 x 25 mm****Retsch**

Setacci analitici, 200 x 25 mm.

Caratteristiche:

- In precedenza mai raggiunta la qualità del prodotto a causa di processi di produzione avanzati e di ispezione ottica continua.
 - Alta qualità garantita unendo la tecnologia di rete metallica permanente tesa.
 - Alto livello di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile di alta lega.
 - Un pezzo cast setaccio telaio è congiunto a maglia senza saldatura per prevenire la contaminazione incrociata.
 - Massima stabilità e densità ottimale della pila di setacci.
 - 15% più leggero rispetto setacci tradizionali e allo stesso tempo ha maggiore superficie di setacciatura.
 - Marcatura chiara del setaccio e tracciabilità con incisione laser individuale su ciascun setaccio.
- Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm. Conformi ai requisiti DIN ISO 3310-1 e BS 410-1. Dimensioni (Ø x Alt.): 200 mm x 25 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09226765	Setacci analitici, mesh 100 µm	1 pz.
LLG09226766	Setacci analitici, mesh 106 µm	1 pz.
LLG09226767	Setacci analitici, mesh 112 µm	1 pz.
LLG09226768	Setacci analitici, mesh 125 µm	1 pz.
LLG09226769	Setacci analitici, mesh 140 µm	1 pz.
LLG09226770	Setacci analitici, mesh 150 µm	1 pz.
LLG09226771	Setacci analitici, mesh 160 µm	1 pz.
LLG09226772	Setacci analitici, mesh 180 µm	1 pz.
LLG09226750	Setacci analitici, mesh 20 µm	1 pz.
LLG09226773	Setacci analitici, mesh 200 µm	1 pz.
LLG09226774	Setacci analitici, mesh 212 µm	1 pz.
LLG09226775	Setacci analitici, mesh 224 µm	1 pz.
LLG09226751	Setacci analitici, mesh 25 µm	1 pz.
LLG09226776	Setacci analitici, mesh 250 µm	1 pz.
LLG09226777	Setacci analitici, mesh 280 µm	1 pz.
LLG09226778	Setacci analitici, mesh 300 µm	1 pz.
LLG09226779	Setacci analitici, mesh 315 µm	1 pz.
LLG09226752	Setacci analitici, mesh 32 µm	1 pz.
LLG09226780	Setacci analitici, mesh 355 µm	1 pz.
LLG09226753	Setacci analitici, mesh 36 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226754	Setacci analitici, mesh 38 µm	1 pz.
LLG09226755	Setacci analitici, mesh 40 µm	1 pz.
LLG09226781	Setacci analitici, mesh 400 µm	1 pz.
LLG09226782	Setacci analitici, mesh 425 µm	1 pz.
LLG09226756	Setacci analitici, mesh 45 µm	1 pz.
LLG09226783	Setacci analitici, mesh 450 µm	1 pz.
LLG09226757	Setacci analitici, mesh 50 µm	1 pz.
LLG09226784	Setacci analitici, mesh 500 µm	1 pz.
LLG09226758	Setacci analitici, mesh 53 µm	1 pz.
LLG09226759	Setacci analitici, mesh 56 µm	1 pz.
LLG09226785	Setacci analitici, mesh 560 µm	1 pz.
LLG09226786	Setacci analitici, mesh 600 µm	1 pz.
LLG09226760	Setacci analitici, mesh 63 µm	1 pz.
LLG09226787	Setacci analitici, mesh 630 µm	1 pz.
LLG09226761	Setacci analitici, mesh 71 µm	1 pz.
LLG09226788	Setacci analitici, mesh 710 µm	1 pz.
LLG09226762	Setacci analitici, mesh 75 µm	1 pz.
LLG09226763	Setacci analitici, mesh 80 µm	1 pz.
LLG09226789	Setacci analitici, mesh 800 µm	1 pz.
LLG09226790	Setacci analitici, mesh 850 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226764	Setacci analitici, mesh 90 µm	1 pz.
LLG09226791	Setacci analitici, mesh 900 µm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

