


**Setacci analitici, 200 x 25 mm****Retsch**

Setacci analitici, 200 x 25 mm.

Caratteristiche:

- In precedenza mai raggiunta la qualità del prodotto a causa di processi di produzione avanzati e di ispezione ottica continua.
- Alta qualità garantita unendo la tecnologia di rete metallica permanente tesa.
- Alto livello di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile di alta lega.
- Un pezzo cast setaccio telaio e congiunto a maglia senza saldatura per prevenire la contaminazione incrociata.
- Massima stabilità e densità ottimale della pila di setacci.
- 15% più leggero rispetto setacci tradizionali e allo stesso tempo ha maggiore superficie di setacciatura.
- Marcatura chiara del setaccio e tracciabilità con incisione laser individuale su ciascun setaccio.

Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm. Conformi ai requisiti DIN ISO 3310-1 e BS 410-1. Dimensioni (Ø x Alt.): 200 mm x 25 mm.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09226792 | Setacci analitici, luce netta 1,00 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226819 | Setacci analitici, luce netta 11,20 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226845 | Setacci analitici, luce netta 100,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226846 | Setacci analitici, luce netta 106,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226793 | Setacci analitici, luce netta 1,12 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226820 | Setacci analitici, luce netta 11,20 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226847 | Setacci analitici, luce netta 112,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226794 | Setacci analitici, luce netta 1,18 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226795 | Setacci analitici, luce netta 1,25 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226821 | Setacci analitici, luce netta 12,50 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226848 | Setacci analitici, luce netta 125,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226822 | Setacci analitici, luce netta 13,20 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226796 | Setacci analitici, luce netta 1,40 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226823 | Setacci analitici, luce netta 14,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226797 | Setacci analitici, luce netta 1,60 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226824 | Setacci analitici, luce netta 16,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226798 | Setacci analitici, luce netta 1,70 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226799 | Setacci analitici, luce netta 1,80 mm   | 1 pz.     |
| LLG09226825 | Setacci analitici, luce netta 18,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226826 | Setacci analitici, luce netta 19,00 mm  | 1 pz.     |



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG09226800 | Setacci analitici, luce netta 2,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226827 | Setacci analitici, luce netta 20,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226828 | Setacci analitici, luce netta 22,40 mm | 1 pz.     |
| LLG09226801 | Setacci analitici, luce netta 2,24 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226802 | Setacci analitici, luce netta 2,36 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226829 | Setacci analitici, luce netta 25,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226803 | Setacci analitici, luce netta 2,50 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226830 | Setacci analitici, luce netta 26,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226804 | Setacci analitici, luce netta 2,80 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226831 | Setacci analitici, luce netta 28,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226832 | Setacci analitici, luce netta 31,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226805 | Setacci analitici, luce netta 3,15 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226806 | Setacci analitici, luce netta 3,35 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226807 | Setacci analitici, luce netta 3,55 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226833 | Setacci analitici, luce netta 35,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226834 | Setacci analitici, luce netta 37,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226808 | Setacci analitici, luce netta 4,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226835 | Setacci analitici, luce netta 40,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226809 | Setacci analitici, luce netta 4,50 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226836 | Setacci analitici, luce netta 45,00 mm | 1 pz.     |



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG09226810 | Setacci analitici, luce netta 4,75 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226811 | Setacci analitici, luce netta 5,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226837 | Setacci analitici, luce netta 50,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226838 | Setacci analitici, luce netta 53,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226812 | Setacci analitici, luce netta 5,60 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226839 | Setacci analitici, luce netta 56,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226813 | Setacci analitici, luce netta 6,30 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226840 | Setacci analitici, luce netta 63,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226814 | Setacci analitici, luce netta 6,70 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226815 | Setacci analitici, luce netta 7,10 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226841 | Setacci analitici, luce netta 71,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226842 | Setacci analitici, luce netta 75,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226816 | Setacci analitici, luce netta 8,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226843 | Setacci analitici, luce netta 80,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226817 | Setacci analitici, luce netta 9,00 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226844 | Setacci analitici, luce netta 90,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226818 | Setacci analitici, luce netta 9,50 mm  | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

