


**Setacci analitici, 203 x 50 mm****Retsch**

Setacci analitici, 203 x 50 mm.

Caratteristiche:

- In precedenza mai raggiunta la qualità del prodotto a causa di processi di produzione avanzati e di ispezione ottica continua.
- Alta qualità garantita unendo la tecnologia di rete metallica permanente tesa.
- Alto livello di resistenza alla corrosione e facile da pulire grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile di alta lega.
- Un pezzo cast setaccio telaio è congiunto a maglia senza saldatura per prevenire la contaminazione incrociata.
- Massima stabilità e densità ottimale della pila di setacci.
- 15% più leggero rispetto setacci tradizionali e allo stesso tempo ha maggiore superficie di setacciatura.
- Marcatura chiara del setaccio e tracciabilità con incisione laser individuale su ciascun setaccio.

Sono disponibili a richiesta setacci con altezza 25mm. DIN ISO 3310-1 e BS 410-1. Dimensioni (Ø x H): 203mm x 50mm. Setacci di altre dimensioni disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09226865	Setacci analitici, mesh 100 µm	1 pz.
LLG09226866	Setacci analitici, mesh 106 µm	1 pz.
LLG09226867	Setacci analitici, mesh 112 µm	1 pz.
LLG09226868	Setacci analitici, mesh 125 µm	1 pz.
LLG09226869	Setacci analitici, mesh 140 µm	1 pz.
LLG09226870	Setacci analitici, mesh 150 µm	1 pz.
LLG09226871	Setacci analitici, mesh 160 µm	1 pz.
LLG09226872	Setacci analitici, mesh 180 µm	1 pz.
LLG09226850	Setacci analitici, mesh 20 µm	1 pz.
LLG09226873	Setacci analitici, mesh 200 µm	1 pz.
LLG09226874	Setacci analitici, mesh 212 µm	1 pz.
LLG09226875	Setacci analitici, mesh 224 µm	1 pz.
LLG09226851	Setacci analitici, mesh 25 µm	1 pz.
LLG09226876	Setacci analitici, mesh 250 µm	1 pz.
LLG09226877	Setacci analitici, mesh 280 µm	1 pz.
LLG09226878	Setacci analitici, mesh 300 µm	1 pz.
LLG09226879	Setacci analitici, mesh 315 µm	1 pz.
LLG09226852	Setacci analitici, mesh 32 µm	1 pz.
LLG09226880	Setacci analitici, mesh 355 µm	1 pz.
LLG09226853	Setacci analitici, mesh 36 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226854	Setacci analitici, mesh 38 µm	1 pz.
LLG09226855	Setacci analitici, mesh 40 µm	1 pz.
LLG09226881	Setacci analitici, mesh 400 µm	1 pz.
LLG09226882	Setacci analitici, mesh 425 µm	1 pz.
LLG09226856	Setacci analitici, mesh 45 µm	1 pz.
LLG09226883	Setacci analitici, mesh 450 µm	1 pz.
LLG09226857	Setacci analitici, mesh 50 µm	1 pz.
LLG09226884	Setacci analitici, mesh 500 µm	1 pz.
LLG09226858	Setacci analitici, mesh 53 µm	1 pz.
LLG09226859	Setacci analitici, mesh 56 µm	1 pz.
LLG09226885	Setacci analitici, mesh 560 µm	1 pz.
LLG09226886	Setacci analitici, mesh 600 µm	1 pz.
LLG09226860	Setacci analitici, mesh 63 µm	1 pz.
LLG09226887	Setacci analitici, mesh 630 µm	1 pz.
LLG09226861	Setacci analitici, mesh 71 µm	1 pz.
LLG09226888	Setacci analitici, mesh 710 µm	1 pz.
LLG09226862	Setacci analitici, mesh 75 µm	1 pz.
LLG09226863	Setacci analitici, mesh 80 µm	1 pz.
LLG09226889	Setacci analitici, mesh 800 µm	1 pz.
LLG09226890	Setacci analitici, mesh 850 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226864	Setacci analitici, mesh 90 µm	1 pz.
LLG09226891	Setacci analitici, mesh 900 µm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

