



Misuratore di ossigeno SD 310 Oxi

Misuratore di ossigeno SD 310 Oxi. Il misuratore di ossigeno portatile SD 310 Oxi soddisfa le richieste quotidiane in fatto di misure forti ed affidabili di ossigeno disciolto.

- Sonda ossigeno galvanica auto-polarizzante
- Interfaccia utilizzatore comoda e diretta
- Robusto, studiato per uso in campo -Impermeabile secondo norme IP 67
- Funzione memoria
- Memoria interna
- Disponibile software esterno data logger
- Interfaccia PC (USB/ seriale o analogica)
- GLP

La fornitura include: ossimetro SD 310, batterie, sensore ossigeno, soluzione elettrolita 30 ml (KOH) e 2 teste membrana di ricambio, manuale di istruzioni.

Caratteristiche

- Concentrazione O_2 : da 0.0 a 70.0 mg/l
- Saturazione O_2 : da 0 a 25 mg/l $\pm 1.5\%$ ± 0.2 mg/l da 25 a 70 mg/l $\pm 2.5\%$ ± 0.3 mg/l
- Accuratezza O_2 : da 0 a 600 %
- Pressione parziale O_2 : da 0 a 1200 hPa O_2 da 0.0 a 427.5 mm Hg
- Sonda temperatura / Accuratezza: da -5 a 50 °C / ± 0.1 °C
- Memoria: 1000 dati manualmente, 8000 dati ciclicamente
- Batterie: 2 x AAA
- Dimensioni (L x P x H): 164 x 98 x 37 mm
- Peso: 287 g
- Classe di protezione: IP 67



Code	Description	Packaging
LLG09699303	Misuratore di ossigeno SD 310 Oxi con cavo da 1,5 m	1 pz.
LLG09699305	Misuratore di ossigeno SD 310 Oxi con cavo da 30 m	1 pz.
LLG06272367	Service Set per sensore ossigeno (3 membrane di ricambio e 100 ml di KOH)	1 pz
LLG06272365	Elettrodo ricambio SD 310 Oxi, 10 m di cavo (catodo platino/anodo piombo)	1 pz.
LLG06272364	Elettrodo ricambio SD 310 Oxi, 1,5 m di cavo (catodo platino/anodo piombo)	1 pz.
LLG06272366	Elettrodo ricambio SD 310 Oxi, 30 m di cavo (catodo platino/anodo piombo)	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

