

**Setacciatore a vibrazione ANALYSETTE 3 PRO e SPARTAN****Fritsch**

Setacciatore a vibrazione ANALYSETTE 3 PRO e SPARTAN. Per analisi quantitativa delle dimensioni di particelle di campioni secchi ed in sospensione, di tutti i tipi con setacciatura a secco e ad umido con setacci in tessuto. I setacciatori Retsch soddisfano tutte le richieste di setacciate accurate e riproducibili ed eseguono analisi con setacciate automatiche con il software di controllo e valutazione AUTOSIEVE. Il modello top ANALYSETTE 3 PRO garantisce risultati di setacciatura assolutamente riproducibili grazie al controllo automatico dell'ampiezza, selezione programma, può essere inserito in qualsiasi sistema di qualità secondo DIN EN ISO 9000, ha un'interfaccia RS232 (queste sono solo alcune delle caratteristiche innovative e pratiche di questo modello).

Setacciatura: a secco o ad umido

Diametro setacci: 100 mm, 200 mm o 8 "

Numero max. setacci: 10 x 50 mm o 18 x 25 mm di altezza

Setacci: metallici di precisione

Range di misurazione:

Setacciatura a secco: 20 μ m - 63 mm

Setacciatura ad umido: 20 μ m - 10 mm

Quantità di campione:

Setacciatura a secco: fino a 2kg (secondo il tipo di campione e di setaccio)

Setacciatura ad umido: 20 - 100 g

Tempo di misura:

Setacciatura a secco: 3 - 20 min

Setacciatura ad umido: 5 - 10 min

Alimentazione: 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 W

Dimensioni ingombro (L x P x H): 370 x 400 x 200 mm

Peso netto: 21 kg



Code	Description	Packaging
LLG09826402	Setacciatore a vibrazione Analysette 3 Pro	1 pz.
LLG09826403	Setacciatore a vibrazione Analysette 3 Spartan	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

