



## Soluzioni di conducibilità

## Reagecon

Soluzioni di conducibilità. Standard conduttometrici, a base acquosa e non pericolosi per la manipolazione ed il trasporto. Testati e certificati ISO17025 a 25°C con un'incertezza di misura di  $\pm 1\%$ . Direttamente tracciabili N.I.S.T. Il dato di dipendenza dalla Temperatura è stampato sull'etichetta, così come il numero di lotto e la data di scadenza. Fornite in Bottiglia HDPE da 500 ml (1.3 $\mu$ S/cm uso singolo in Bottiglia 250ml).



Code	Description	Packaging
LLG06074754	Soluzioni di conducibilità, 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06205412	Soluzioni di conducibilità, 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06205413	Soluzioni di conducibilità, 100000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06205415	Soluzioni di conducibilità, 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06210129	Soluzioni di conducibilità, 50000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06225059	Soluzioni di conducibilità, 1,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 250 ml	1 pz
LLG06234859	Soluzioni di conducibilità, 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06259883	Soluzioni di conducibilità, Tipo 23,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , Capacità 500 ml	1 pz
LLG06802901	Soluzioni di conducibilità, 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06802902	Soluzioni di conducibilità, 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06901622	Soluzioni di conducibilità, 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06901629	Soluzioni di conducibilità, 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06901670	Soluzioni di conducibilità, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG06901671	Soluzioni di conducibilità, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG09040904	Soluzioni di conducibilità, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG09040905	Soluzioni di conducibilità, 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG09040906	Soluzioni di conducibilità, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG09040907	Soluzioni di conducibilità, 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz
LLG09040964	Soluzioni di conducibilità, Tipo 3000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 500 ml	500 ml
LLG09040987	Soluzione di conducibilità 350000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , cap. 500 ml	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

