



Soluzioni di conducibilità

Reagecon

Soluzioni di conducibilità. Standard conduttometrici, a base acquosa e non pericolosi per la manipolazione ed il trasporto. Testati e certificati ISO17025 a 25°C con un'incertezza di misura di $\pm 1\%$. Direttamente tracciabili N.I.S.T. Il dato di dipendenza dalla Temperatura è stampato sull'etichetta, così come il numero di lotto e la data di scadenza. Fornite in Bottiglia HDPE da 500 ml (1.3 μ S/cm uso singolo in Bottiglia 250ml).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06074754 | Soluzioni di conducibilità, 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06205412 | Soluzioni di conducibilità, 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06205413 | Soluzioni di conducibilità, 100000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06205415 | Soluzioni di conducibilità, 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06210129 | Soluzioni di conducibilità, 50000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06225059 | Soluzioni di conducibilità, 1,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 250 ml | 1 pz |
| LLG06234859 | Soluzioni di conducibilità, 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06259883 | Soluzioni di conducibilità, Tipo 23,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$, Capacità 500 ml | 1 pz |
| LLG06802901 | Soluzioni di conducibilità, 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06802902 | Soluzioni di conducibilità, 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06901622 | Soluzioni di conducibilità, 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06901629 | Soluzioni di conducibilità, 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06901670 | Soluzioni di conducibilità, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG06901671 | Soluzioni di conducibilità, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG09040904 | Soluzioni di conducibilità, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG09040905 | Soluzioni di conducibilità, 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG09040906 | Soluzioni di conducibilità, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG09040907 | Soluzioni di conducibilità, 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |
| LLG09040964 | Soluzioni di conducibilità, Tipo 3000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 ml | 500 ml |
| LLG09040987 | Soluzione di conducibilità 350000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cap. 500 ml | 1 pz |





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

