

**Vaschetta per reagenti monouso****Thermo Scientific**

Vaschette per reagenti, adatte a numerose applicazioni. Design innovativo. Questi recipienti sterili hanno una base extra larga che aumenta la stabilità, favorendo la prevenzione di accidentali versamenti. Il tipo da 25 mL con divisori permette di pipettare 2 diversi reagenti con micropipette fino a 8 canali per lato e fino a 4 dall'altro. Il recupero è massimizzato se si utilizza solo un singolo canale e una piccola quantità di reagente.

- Pieghe per facilitare il versamento situate a livello di tutti e 4 i lati: riducono le perdite quando si vuota la vaschetta del reagente contenuto
- Graduazioni sulle pareti interne che aiutano e velocizzano la misura del reagente rimanente
- Confezionate in sacchetti facili da aprire che nello stesso tempo garantiscono il mantenimento della sterilità



Code	Description	Packaging
FL4808600	Vaschetta per reagenti, sterile, monouso, 100 mL, conf. sing.	50 pezzi
FL4809400	Vaschetta per reagenti, sterile, monouso, 25 mL, conf. sing.	50 pezzi
FL4809500	Vaschette per reagenti, sterile, monouso, 25 mL, con divisori	100 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

