

**Soluzioni di pulizia e manutenzione per elettrodi****Reagecon**

Soluzioni di pulizia e manutenzione per elettrodi. Per mantenere la massima efficienza e precisione dell'elettrodo pH.



Code	Description	Packaging
LLG09040943	Soluzione rigenerante, 100 ml	1 pz.
LLG09040945	Soluzione di conservazione, 100 ml	1 pz.
LLG06226124	Soluzione per conservazione elettrodo, Capacità 1000 ml	1 L
LLG06287444	Soluzione per risciacquo elettrodo, Capacità 500 ml	1 pz.
LLG09040940	Soluzione di pepsina/HCl, per pulire dopo uso campioni con proteine, 500 ml	1 pz.
LLG09040941	Soluzione di tiourea/HCl, per pulire dopo uso campioni con solfuri, 500 ml	1 pz.
LLG09040942	Soluzione detergente organica, 500 ml	1 pz.
LLG09040944	Soluzione di conservazione, 500 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

