



Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con Tappo a vite, PP

Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con tappo a vite, PP. Trasparenti. Parete rigida.
Per uso generale in laboratorio. Sopportano temperature fino a +121°C.
Autoclavabili - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.



Code	Description	Packaging
LLG09103056	Bottiglie bocca larga Nalgene, PPCO, con tappo a vite, 1 L, Chiusura 63 mm	1 pz
LLG09103253	Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 1000 ml, Chiusura 63 mm	6 pz.
LLG09103250	Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 125 ml, Chiusura 38 mm	12 pz.
LLG09103251	Bottiglie a bocca larga Nalgene™, PPCO, con tappo a vite, PP, Volume 250 ml, Tipo di Chiusura 43 mm	12 pz.
LLG09103248	Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 30 ml, Chiusura 28 mm	12 pz.
LLG09103252	Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 500 ml, Chiusura 53 mm	12 pz.
LLG09103249	Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 60 ml, Chiusura 28 mm	12 pz.

