



Tappo cavo esagonale DURAN®

DWK Life Sciences GmbH
(Duran)

Tappo cavo esagonale DURAN®

Per la chiusura di vetreria come palloni normalizzati e bottiglie da laboratorio.
Qualità giunto-DG.



Code	Description	Packaging
LLG06072999	Tappo esagonale cavo DURAN®, a punta, NS 7/16	1 pz.
LLG06202345	Tappo esagonale cavo DURAN®, a punta, NS 34/35	1 pz.
LLG06202491	Tappo esagonale cavo DURAN®, a punta, NS 45/40	1 pz.
LLG06300070	Tappo esagonale NS 14/23 ATTENZIONE! Ordine minimo 100 conf. o multipli di 100 conf.	1 pz.
LLG07059842	Tappo esagonale cavo DURAN®, a punta, NS 29/32	1 pz.
LLG07059843	Tappo esagonale cavo DURAN®, a punta, NS 19/26	1 pz.
LLG07200720	Tappo esagonale cavo DURAN®, a punta, NS 24/29	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

