

**Bottiglie per Dispensatori, vetro soda-lime ambrato****BRAND****Bottiglie per Dispensatori, vetro soda-lime ambrato**

Disponibili con rivestimento in etilene-acrilato o non rivestite. Il rivestimento avvolge la bottiglia di vetro come una pelle protettiva. In caso di rottura della bottiglia, i rischi di scheggiature si riducono notevolmente. Per preservare il rivestimento, non pulire a temperature superiori a 60 °C.

- Tappo a vite in PP
- Anello salvagoccia in LDPE
- Design quadrato salvaspazio
- La temperatura operativa massima per le bottiglie rivestite è di 80 °C



Code	Description	Packaging
LLG09284545	Bottiglie per Dispensatori, vetro soda-lime ambrato, Volume nominale 2500 ml, Ø esterno 140 mm, Altezza 300,0 mm, Filettatura GL 45, tappo a vite in PP	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

