

**Sedia per camera bianca ESD****Werksitz**

Sedia per camera bianca ESD.

- Schienale rivestito in similpelle, colore: nero, (L superiore/inferiore x H: 340/445 x 515 mm), inclinazione dello schienale: da -10° a +8°.
- Sedile rivestito in similpelle, colore: nero, (largh. schienale/fronte x prof.: 480/510 x 470 mm), inclinazione del sedile: da -4° a +10°.
- Colonna, cromata, con copertura della colonna.
- Base a cinque stelle, lucida con ruote doppie conduttive.
- Sedia conduttiva per scaricare l'elettricità statica resistenza elettrica:  $6 \times 10^6$  Ohm.
- Certificato per camere bianche di classe 5. secondo DIN EN ISO 14644-1.
- Capacità di carico 120 kg.
- 5 anni di garanzia.



Code	Description	Packaging
LLG04661513	Sedia per camera bianca ESD, Tipo WS 1720 RR ESD, Con rotelle, Regolazione altezza seduta 510-630 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

