

**Agitatore per provette Multi Reax****Heidolph**

Agitatore per provette Multi Reax.

- Multiuso
- Vibrante
- Movimento circolare vibrante (orbita 3 mm) che fornisce risultati eccellenti specialmente in contenitori larghi.

La fornitura standard include:

- sostegno per 26 provette con diam. da 10 a 16 mm
- sostegno per 12 provette con diam. da 16 a 32 mm

Il Multi Reax consente di ottenere lisce dispersioni di campioni e solidi viscosi.

- Impostazione e regolazione in continuo della velocità da 150 a 2000 rpm su display digitale
- Timer regolabile da 1 a 999 min con allarme acustico al termine del tempo impostato e stop dell'agitazione
- Classe di protezione IP30.



Code	Description	Packaging
LLG09739258	Sostegno per 26 provette (Ø 10-16 mm) per agitatore Multi Reax	1 pz.
LLG09739259	Sostegno per 12 provette (Ø16-32 mm) per agitatore Multi Reax	1 pz.
LLG09839810	Agitatore Multi Reax	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

