

**Centrifughe Frontier™ Multi Pro FC5816 / FC5816R**

Centrifughe universali potenti e versatili per quasi tutte le applicazioni di laboratorio. Il design intuitivo delle centrifughe e degli accessori consente di accedere facilmente alle impostazioni dei parametri e di passare rapidamente da un'applicazione all'altra.

- Display a Cristalli Liquidi retroilluminato (LCD)
- Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in policarbonato / plastica ABS
- 10 velocità di accelerazione e decelerazione, selezione del tempo di esecuzione da 10 s a 99 ore 59 minuti o continua ed anche rotazione veloce
- Sistema di refrigerazione privo di CFC, indicazione della temperatura del campione (modelli refrigerati)
- Protezione da velocità eccessiva
- Rilevazione di doppio squilibrio

Applicazioni: preparazione di campioni generali e ambientali, separazione centrifuga, di proteine e acidi nucleici, separazione chimica, pellet cellulare, concentrazione cellulare, diagnostica e analisi del sangue



Si prega di ordinare i rotori separatamente.

Caratteristiche FC5816 // FC5816R

Max. RCF: 21,379 x g // 24,325 x g

Velocità max.: 15,000 rpm // 16,000 rpm

Carico max.: 6 x 250 ml

Potenza assorbita: 530 W // 785 W

Intervallo di impostazione della temperatura: - // -20...40 °C

Dimensioni (L x P x H): 446 x 538 x 354 mm // 723 x 538 x 354 mm

Peso: 52 kg // 77 kg

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04661520	Centrifughe Frontier™ Multi Pro FC5816R	1 pz
LLG04661521	Centrifughe Frontier Multi Pro FC5816	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

