

**Celle conduttometriche Orion DuraProbe con 4 elettrodi****Thermo Scientific**

Celle conduttometriche Orion DuraProbe con 4 elettrodi. Celle in grafite precise e robuste a 4 elettrodi con compensazione della temperatura. Sono eliminati gli errori basati sull'interferenza di campo di Fringe. Corpo epossidico.

013005MD

Per uso con conduttimetri Orion Star, Orion Star Plus.

013010MD e 013605MD

Per uso con conduttimetri Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star, Versa Star Pro.

Caratteristiche 013005MD, 013010MD // 013605MD

- Range conducibilità: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 200 mS/cm // 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 200 mS/cm
- Range temperatura: -5 ... 100 °C
- Diametro: 15 mm
- Tipo di connessione: 8-pin Mini DIN, impermeabile



Code	Description	Packaging
LLG06290155	Celle conduttometriche 013605MD, Costante di cella 0.55, Cavo 1.5 m	1 pz
LLG06268292	Celle conduttometriche 013010MD, Costante di cella 0.475, Cavo 3.0 m	1 pz
LLG06242825	Celle conduttometriche 013005MD, Costante di cella 0.475, Cavo 1.5 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

