

**Centrifughe Frontier Multi Pro FC5718 / FC5718R****Ohaus GmbH****Centrifughe Frontier™ Multi Pro FC5718 / FC5718R**

Centrifughe universali potenti e versatili per quasi tutte le applicazioni di laboratorio. Il design intuitivo delle centrifughe e degli accessori consente di accedere facilmente alle impostazioni dei parametri e di passare rapidamente da un'applicazione all'altra.

- Display a Cristalli Liquidi retroilluminato (LCD)
- Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in policarbonato / plastica ABS
- 10 velocità di accelerazione e decelerazione, selezione del tempo di esecuzione da 10 s a 99 ore 59 minuti o continua ed anche rotazione veloce
- Sistema di refrigerazione privo di CFC, indicazione della temperatura del campione (modelli refrigerati)
- Protezione da velocità eccessiva
- Rilevazione di doppio squilibrio

**Applicazioni:** preparazione di campioni generali e ambientali, separazione centrifuga, di proteine e acidi nucleici, separazione chimica, pellet cellulare, concentrazione cellulare, diagnostica e analisi del sangue

**Si prega di ordinare i rotori separatamente.**

**Caratteristiche FC5718 // FC5718R**

**Max. RCF: 23,542 x g**

**Velocità max.: 18,000 rpm**

**Carico max.: 4 x 100 ml**

**Potenza assorbita: 455 W // 660 W**

**Intervallo di regolazione della temperatura: - // -20...40 °C**

**Dimensioni (L x P x H): 408 x 499 x 351 mm // 407 x 731 x 359 mm**

**Peso: 43 kg // 60 kg**

**Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG04661522	Cetrifughe Frontier Multi Pro FC5718R	1 pz
LLG04661523	Cetrifughe Frontier™ Multi Pro FC5718	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

