

**Doccia di emergenza ClassicLine, autoportante****B-Safety**

Doccia di emergenza ClassicLine, autoportante. montaggio a pavimento.

- Include ingresso acqua superiore e inferiore 1/4" femmina per l'installazione delle linee di circolazione. presa 1/4" in acciaio inox.
- Base dotata di 4 a fori in acciaio inox. Rivestita in polvere verde chimicamente resistente. Diametro 200 mm.
- Tubo di supporto 1 1/4" tre parti in acciaio inox, rivestito con polvere verde chimicamente resistente.
- Connessioni in acciaio inox per facile installazione e allineamento della doccia.
- Valvola a sfera 3/4" in ottone, con veloce sistema di connessione e asta di azionamento testata DIN-DVGW e certificata.
- Asta di azionamento con maniglia ad anello in acciaio inox, rivestita in polvere verde chimicamente resistente, lunghezza 700 mm.
- Braccio a muro 3/4" in acciaio inox, rivestito in polvere verde altamente resistente.
- Regolazione di flusso integrata.
- Testa della doccia in plastica chimicamente resistente, nera, a spray, resistente alla corrosione, esente da manutenzione, robusta, auto-drenante.
- Segnale for doccia di sicurezza in accordo con EN ISO 7010 e ASR A1.3, in film di PVC auto-adesivo, 150 x 150 mm, visibile dalla distanza di 15 metr.
- Lavaocchi ClassicLine integrato, con 2 teste spray a 45°.
- Tubo di connessione in acciaio inox per facile installazione e allineamento, rivestito in polvere verde chimicamente resistente, ingresso acqua 3/4" maschio.
- Valvola a sfera 1/2" in acciaio inox, con leva PUSH testata DIN-DVGW e certificata.
- Grosso bottone push in acciaio inox, rivestito in polvere verde chimicamente resistente, lunghezza 130 mm, con grossa etichetta "PUSH", luminescente, in accordo a DIN 67510.
- Segnale per lavaocchi in accordo a EN ISO 7010 e ASR A1.3, in film di PVC auto-adesivo, 100 x 100 mm, visibile



dalla distanza di 10 metri.

- In accordo a BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 e EN 1717.
- In accordo a ANSI Z358.1-2014, EN 15154-1:20006, EN 15154-2:2006 e EN 15154-5:2019.
- Testata DIN-DVGW e certificata.
- Altezza totale: 2330 mm.
- Proiezione: 630 mm.
- Altezza di installazione per doccia occhi: 900 mm.
- Pressione operativa: da 1.5 a 3 bar.
- Portata flusso doccia: 50 L/min.
- Portata flusso lavaocchi: 14 L/ min.
- Ingresso acqua: 1 ¼" femmina.

Code	Description	Packaging
LLG06239809	Doccia di sicurezza combinata ClassicLine 50L, a libera installazione, con lavaocchi, in acciaio inox verniciato a polvere, colore verde	1 pz
LLG06239810	Doccia di emergenza ClassicLine, autoportante, con vasca, attacco per fissaggio a pavimento	1 pz
LLG06317045	Doccia di sicurezza combinata ClassicLine, a libera installazione, con lavaocchi/lavafaccia, in acciaio inox verniciato a polvere, colore verde	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

