



Sonda TPX 130, lungh.130 mm, Ø 3mm, appuntita, per TFX 430

EBRO

Sonda di temperatura Pt100 con connettore LEMO taglia 1 e 4 conduttori, classe A. Ago in acciaio inox. Impiegabile fino a 400 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06235806	Sonda TPX 130, lungh.130 mm, Ø 3mm, appuntita, per TFX 430	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

