



Sonda TPX 130, lungh.130 mm, Ø 3mm, appuntita, per TFX 430

EBRO

Sonda di temperatura Pt100 con connettore LEMO taglia 1 e 4 conduttori, classe A. Ago in acciaio inox. Impiegabile fino a 400 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06235806	Sonda TPX 130, lungh.130 mm, Ø 3mm, appuntita, per TFX 430	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

