



Pellicola in alluminio

Pellicola in alluminio. Per un vasto campo di applicazioni in laboratorio. Stabile ed inerte a liquidi e gas. Ideale per sigillare recipienti in vetro, si adatta alle forme di oggetti irregolari. Buon conduttore di calore e ideale per proteggere da radiazioni luminose. Resiste a trattamenti termici di sterilizzazioni in stufa.



Code	Description	Packaging
LLG06060382	Rotolo di ricarica, Largh. 300 mm, Lungh. 100 m, Spessore 30 µm	1 pz
LLG06027813	Pellicola in alluminio, Scatola dispensatrice, Largh. 600 mm, Lungh. 100 m, Spessore 30 µm	1 pz
LLG06070786	Scatola dispensatrice pellicola di alluminio, Largh. 300 mm, Lungh. 100 m, Spessore 30 µm	1 pz
LLG06076250	Scatola dispensatrice per pellicola in alluminio, 150x300mm, spess. 0,015mm	1 pz
LLG09106102	Scatola dispensatrice rotolo alluminio, dim. 150 m x 450 mm x 15 µm	1 pz.
LLG09106103	Scatola dispensatrice rotolo alluminio, dim. 100 m x 300 mm x 13 µm	1 pz.
LLG09106105	Scatola dispensatrice rotolo alluminio, dim. 100 m x 500 mm x 30 µm	1 pz.
LLG06076184	Rotolo di ricarica in alluminio, dim. 150 m x 300 mm x 0,015 mm	1 pz.
LLG06802168	Rotolo di ricarica , Largh. 450 mm, Lungh. 150 m, Spessore 20 µm ATTENZIONE! Ordine minimo 4 pz o multipli di 4 pz	1 pz
LLG09106104	Rotolo di ricarica in alluminio, dim. 150 m x 450 mm x 15 µm	1 pz.
LLG09106205	Rotolo in alluminio, dim. 200 m x 500 mm x 50 µm	1 pz.
LLG09106013	Rotolo corto in alluminio, dim. 20 m x 300 mm x 13 µm	1 pz.
LLG09106015	Rotolo corto in alluminio, dim. 10 m x 450 mm x 15 µm	1 pz.
LLG09106106	Rotolo corto in alluminio, dim. 10 m x 300 mm x 15 µm	1 pz.
LLG09106107	Rotolo corto in alluminio, dim. 10 m x 300 mm x 30 µm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

