

**Micro mulino PULVERISETTE 23****Fritsch**

Micro mulino PULVERISETTE 23. Ideale per macinazione fine di piccole quantità, per macinazione a secco e ad umido, oltre che per macinazione criogenica. La sua speciale camera di macinazione sferica assicura prestazioni molto migliori nella macinazione, miscelazione ed omogenizzazione rispetto ai modelli simili, ad esempio in analisi chimiche, cromatografia, spettrometria di massa o analisi strutturali a raggi x, preparazione di campioni per ricerca genetica, omogenizzazione di ingredienti attivi, preparazione di estratti in analisi forensi, macinazione di pigmenti e materiali preziosi.

Dimensioni massime in entrata: 6 mm

Capacità di carico max.: fino a 5 mL

Dimensioni finali: 5 $\mu$ m

Alimentazione: 100-240V/1ph, 50-60 Hz

Dimensioni (L x P x H): 200 x 300 x 300 mm

Peso netto: 7 kg



| Code        | Description            | Packaging |
|-------------|------------------------|-----------|
| LLG09739345 | Mulino Pulverisette 23 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

