



Soluzioni tampone

Soluzioni tampone. Garantite- Certificato con il valore reale e data di scadenza-
Certificato tracciabile a standard primari SRM da NIST/PTB- Immuni da
microorganismi- Bottiglia da 250ml/500 ml con comparto di taratura incorporato-
Economiche, si utilizza la giusta quantità per la calibrazione



Code	Description	Packaging
LLG06078957	Tampone pH 4.01, precisione $\pm 0.01/0.02$, 500 ml, Certificato DKD	500 ml
LLG06078958	Tampone pH 7.00, precisione $\pm 0.01/0.02$, 500 ml, certificato DKD	500 ml
LLG06079275	Tampone pH 10.01, precisione ± 0.02 , 500 ml, certificato DKD	500 ml
LLG09221096	Soluzioni tampone DURACAL, pH 1.09, precisione ± 0.02 , 500 ml	500 ml
LLG09221109	Soluzioni tampone DURACAL, pH 12.00, precisione ± 0.05 , 500 ml	500 ml
LLG09221101	SOLUZIONI TAMPONE, Valore pH 5.00, Precisione ± 0.02 , Volume 1 x 500 ml ml, Tipo DURACAL tampone pH, Certificato HAMILTON	1 pz
LLG06900682	Tampone pH 9.21, precisione ± 0.02 , 500 ml, certificato DKD	500 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

