

**Puntali epT.I.P.S. Standard****Eppendorf**

Puntali epT.I.P.S. Standard. Puntali per pipette originali Eppendorf, di alta qualità ad un prezzo interessante.- Confezionati in sacchetti richiudibili. - Disponibili in varie dimensioni da 10 µl fino a 10 ml.



Code	Description	Packaging
LLG09409410	Puntali epT.I.P.S. Standard, antracite, 0,1 - 10 µl, Lungh. 34 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG09409415	Puntali epT.I.P.S. Standard, blu, 50 - 1000 µl, Lungh. 71 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG06238121	Puntali epT.I.P.S. Standard, verde, 50 - 1250 µl, Lungh. 103 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG09409416	Puntali epT.I.P.S. Standard, verde, 50 - 1250 µl, Lungh. 76 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG09409411	Puntali epT.I.P.S. Standard, grigio, 0,1 - 20 µl, Lungh. 40 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG09409412	Puntali epT.I.P.S. Standard, grigio chiaro, 0,5 - 20 µl, Lungh. 46 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG09409414	Puntali epT.I.P.S. Standard, arancione, 20 - 300 µl, Lungh. 55 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.
LLG09409418	Puntali epT.I.P.S. Standard, viola, 100 - 5000 µl, Lungh. 120 mm, 5 sacchetti da 100	500 pz.
LLG09409417	Puntali epT.I.P.S. Standard, rosso, 250 - 2500 µl, Lungh. 115 mm, 5 sacchetti da 100	500 pz.
LLG09409403	Puntali epT.I.P.S. Standard, turchese, 500 - 10000 µl, Lungh. 165 mm, 2 sacchetti da 100	200 pz.
LLG09409404	Puntali epT.I.P.S. Standard, turchese, 500 - 10000 µl, Lungh. 243 mm, 2 sacchetti da 100	200 pz.
LLG09409413	Puntali epT.I.P.S. Standard, giallo, 2 - 200 µl, Lungh. 53 mm, 2 sacchetti da 500	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

