



Camice di protezione 1654

Camice di protezione 1654, bavero pieghevole, con bottoncini a pressione, maniche lunghe, con due tasche laterali, con taschino, senza cintura. Colore: bianco.



Code	Description	Packaging
LLG06272965	Camici da laboratorio da donna e da uomo 1654, Misura XS, Materiale 100 % cotone	1 pz
LLG06272966	Camici da laboratorio da donna e da uomo 1654, Misura XL, Materiale 100 % cotone	1 pz
LLG06289933	Camici da laboratorio da donna e da uomo 1654, Misura S, Materiale 100 % cotone	1 pz
LLG06289934	Camici da laboratorio da donna e da uomo 1654, Misura M, Materiale 100 % cotone	1 pz
LLG06289935	Camici da laboratorio da donna e da uomo 1654, Misura L, Materiale 100 % cotone	1 pz
LLG09414329	Camice di protezione 1654, Misura L, Materiale 65% PES, 35% cotone	1 pz.
LLG09414328	Camice di protezione 1654, Misura M, Materiale 65% PES, 35% cotone	1 pz.
LLG09414327	Camice di protezione 1654, Misura S, Materiale 65% PES, 35% cotone	1 pz.
LLG09414330	Camice di protezione 1654, Misura XL, Materiale 65% PES, 35% cotone	1 pz.
LLG09414326	Camice di protezione 1654, Misura XS, Materiale 65% PES, 35% cotone	1 pz.
LLG09414331	Camice di protezione 1654, Misura XXL, Materiale 65% PES, 35% cotone	1 pz.

