



Pellicola PE per termosaldatrice

Pellicola PE per termosaldatrice. Trasparente. Rotolo da 25 m.



Code	Description	Packaging
LLG06200595	Pellicola PE per termosaldatrice, Largh. 200 mm, Spessore 0.15 mm, Contenuto confezione Rotolo à 25 m	25 m
LLG09106508	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm Largh. 80 mm	1 pz
LLG09106510	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm Largh. 100 mm	1 pz
LLG09106515	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm Largh. 150 mm	1 pz
LLG09106520	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm, Largh. 200 mm	1 pz
LLG09106525	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm, Largh. 250 mm	1 pz
LLG09106530	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm, Largh. 300 mm	1 pz
LLG09106538	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 80 mm	1 pz
LLG09106540	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 100 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz
LLG09106545	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 150 mm	1 pz
LLG09106550	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 200 mm	1 pz
LLG09106555	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 250 mm	1 pz
LLG09106560	Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 300 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

