



## Pellicola PE per termosaldatrice

Pellicola PE per termosaldatrice. Trasparente. Rotolo da 25 m.



| Code        | Description                                                                                                             | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06200595 | Pellicola PE per termosaldatrice, Largh. 200 mm, Spessore 0.15 mm, Contenuto confezione Rotolo à 25 m                   | 25 m      |
| LLG09106508 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm Largh. 80 mm                                                      | 1 pz      |
| LLG09106510 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm Largh. 100 mm                                                     | 1 pz      |
| LLG09106515 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm Largh. 150 mm                                                     | 1 pz      |
| LLG09106520 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm, Largh. 200 mm                                                    | 1 pz      |
| LLG09106525 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm, Largh. 250 mm                                                    | 1 pz      |
| LLG09106530 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,05 mm, Largh. 300 mm                                                    | 1 pz      |
| LLG09106538 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 80 mm                                                     | 1 pz      |
| LLG09106540 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 100 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz | 1 pz      |
| LLG09106545 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 150 mm                                                    | 1 pz      |
| LLG09106550 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 200 mm                                                    | 1 pz      |
| LLG09106555 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 250 mm                                                    | 1 pz      |
| LLG09106560 | Pellicola in PE per termosaldatrice, Spessore 0,10 mm, Largh. 300 mm                                                    | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

